



**CORRECTION DU PROLAPSUS  
PAR VOIE BASSE**

VOIE VAGINALE

**KIT HARPONNABLE ANCORIS**

**SURGYNAL**<sup>®</sup>  
une expertise, des solutions

[www.surgynal.com](http://www.surgynal.com)  
[Info@surgynal.com](mailto:Info@surgynal.com)

5 chemin du Jubin  
69570 DARDILLY [France]  
Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58  
Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

# ... Kit harponnable ANCORIS

## GUIDE INCURVÉ

Accès facile au ligament sacro-épineux par l'approche transvaginale.  
Dissection requise limitée

## MÉCANISME RÉTRACTABLE

Insertion et libération simples de l'ancre

## POIGNÉE ERGONOMIQUE

Prise en main facile et sûre.

## TUBE PROTECTEUR



Protection des tissus environnants durant la procédure d'implantation.

## MÉCANISME DE VERROUILLAGE ET LIBÉRATION DU TUBE PROTECTEUR

Blocage et déblocage faciles du tube protecteur

## PROCÉDURE EFFICACE ET PEU INVASIVE.

- Les ancrages TAS sont uniques, avec un design en PolyPropylène fiable.
- Une ergonomie adaptée à la chirurgie vaginale.
- Une procédure de fixation précise et une libération contrôlée du TAS dans le LSE.
- Une dissection réduite au minimum avec une gaine rétractable.
- Un abord antérieur du ligament facilité grâce à l'applicateur RIG, courbe et fin.



La fixation sacro-épineuse doit supporter des pressions importantes liées aux mouvements du plancher pelvien. Des études cliniques montrent que le système d'ancrage TAS offre une fixation primaire supérieure, en terme de résistance à l'arrachement, comparativement aux autres dispositifs de sutures proposés sur le marché.

1: Sahrif J, et. al.: Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association Research and Development Committee opinion – Int Urogynecol J [2016]. /2: IUGA Congress 2019, Poster 30 [Suppl. 1]:S320. /3: Halaska M, Sedlacek R, Lincova M, Nanka O, Maxova K, Charles University Czech TU Prague: Fixationability of contemporary used vaginal kits in prolapse surgery. /4: Data on file. /5: Castro R, et. al.: Vaginal sacrospinous ligament fixation using tissue anchor system vs. a traditional technique for women with apical vaginal prolapse: A randomized controlled trial – Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery [2020]

## RÉFÉRENCES

KIT ANCORIS > RÉF KIT-ANC-01

## CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

ANCORIS ne doit pas être utilisé sur les patientes :

- Fertiles.
- Ayant une infection déclarée ou latente du vagin, du col de l'utérus ou de l'utérus.
- Ayant, ou ayant eu, un cancer du vagin, du col de l'utérus ou de l'utérus.
- Ayant une radiothérapie en cours ou prévue
- Ayant une allergie connue au polypropylène.

L'implantation d'ANCORIS doit être basée sur une évaluation complète de la patiente, de ses caractéristiques individuelles et préférences. Les points suivants doivent être considérés :

- ANCORIS doit être utilisé uniquement par des chirurgiens familiarisés avec les procédures chirurgicales de réparation des défauts vaginaux par approche transvaginale.

**Pour davantage de précautions et mises en garde, se référer aux instructions d'utilisation de la notice.**