



ECARTEURS AUTOSTATIQUES

À USAGE UNIQUE

AUTOSTATIS

SURGYNAL[®]
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

GALAXY[®]



OPTION DISPONIBLE
AVEC ACCESSOIRE
LUMINEUX LED

- > 10% DE PLASTIQUE EN MOINS !
- > UNE CONCEPTION AMÉLIORÉE POUR PLUS D'EFFICACITÉ !
- > UN SYSTÈME D'ÉCARTEUR AUTOSTATIQUE À USAGE UNIQUE OFFRANT UNE MEILLEURE VISUALISATION, UNE EXPOSITION OPTIMALE ET UN ACCÈS FACILE À L'ESPACE CHIRURGICAL.



... GALAXY[®] & GALAXY LUX[®] ÉCARTEURS AUTOSTATIQUES À USAGE UNIQUE

Les systèmes GALAXY permettent de réduire l'encombrement des instruments dans l'espace opératoire, ainsi que le nombre d'assistants qualifiés requis pour aider et faciliter l'exposition.

Léger et intuitif à utiliser, le système de verrouillage CAM permet aux utilisateurs d'adapter rapidement l'écarteur aux besoins de la procédure.

Deux formes d'écarteurs pour accueillir une vaste gamme de dispositifs chirurgicaux.

Les élastiques siliconés sont sans latex et sont disponibles avec : des crochets émoussés de 5 mm, des crochets pointus de 5 mm, des crochets émoussés de 12 mm.



Ecarteur chirurgical GALAXY Type SNOWMAN
(boîte de 10) > Réf : JUNE3000S5



Ecarteur chirurgical GALAXY Type SQUARE
(boîte de 10) > Réf : JUNE3001S5

