

LA COLPOSCOPIE
CHANGE !

SURGYNAL[®]
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com


5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05


COLPSCOPE DIGITAL - DYSIS ULTRA



MAPPING

QUANTIFICATION DES ZONES ACIDOPHILES

DYSISmap® est notre carte de couleurs intuitives qui mesure le début, l'intensité et la persistance des zones réagissant à l'application d'Acide acétique.



MARQUEURS



SUIVI PATIENT

GUIDE INTÉGRÉ POUR LES MARQUEURS DE BIOPSIE

Augmente et améliore la précision des zones à biopsier

DOCUMENTATION DES EXAMENS FACILITÉE

SMARTtrack® est notre système de suivi longitudinal, révolutionnant les options conservatrices proposées aux patientes.

IMAGE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Conception compacte pour simplifier la réalisation des biopsies et des traitements. Applicateur automatisé d'Acide acétique par spray.

ORDINATEUR INTÉGRÉ

Base de données patients adaptée à la coloscopie
Prise en charge des connexions EPR standard
Compatible HL7 et DiCOM.

- Caméra rotative HD, intégrée
- Eclairage polarisant limitant l'éblouissement
- Réglages précis permettant un effet 3D
- Lumière LED ajustable




DYSIS Colposcope

Code produit	Description	Quantité
DYS403	DYSIS Ultra Colposcope	1

Accessoires jetables

Code produit	Description	Quantité
DSP001	Speculum DYSIS jetable (S)	25
DSP002	Speculum DYSIS jetable (M)	25
DSP003	Speculum DYSIS jetable (L)	25
TRP001	Clip de fixation pour tube d'aspiration	10
ACE004	Kit d'acide acétique	3



DeNardis et al, International Journal of Women's Health, 2017

This article analyzed data from the IMPROVE-COLPO study to assess the incremental detection of high-grade lesions on a group of women with mixed referrals (n=881) by biopsies selected based on the DYSISmap after selection of biopsies by standard visualization was completed.