



ANCILLAIRES RESTÉRILISABLES

PLUSIEURS TECHNIQUES
CHIRURGICALES

VOIE VAGIN

SURGYNAL[®]
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

3 COURBURES DIFFÉRENTES POUR 3 VOIES D'ABORD



Réf : OUT IN



Réf : IN OUT



Réf : GLUTEA

2 MODES DE FIXATION POUR ASSOCIER L'ANCIILLAIRE À LA BANDELETTE SOUS-URÉTRALE

- UNE GAMME COMPLÈTE D'ANCIILLAIRES RESTÉRILISABLES
- DES INSTRUMENTS PRÉCIS, DE QUALITÉ, FABRIQUÉS EN FRANCE.
- DES COURBURES DE RÉFÉRENCE ADAPTÉES AUX 3 VOIES D'ABORD (MONARC, TVT OBTURATEUR ET TVT)
- AVEC LES ANCIILLAIRES SURGYNAL, NOUS PRÉCONISONS L'UTILISATION LES BANDELETTES SMILE



VOIE TRANS-OBTURATRICE OUT- IN,

utiliser les références d'ancillaires outin ou bien outinC (paires)

VOIE TRANS-OBTURATRICE IN-OUT,,

utiliser la référence inoutC + guide atraumatique (paire)

VOIE RÉTRO-PUBIENNE OU PRÉ-PUBIENNE,

utiliser la référence Glutea (1 seul ancillaire)