



CORRECTION DU PROLAPSUS

VOIE COELIOSCOPIQUE

VOIE COEL

**LES KITS D'IMPLANTS
POUR PROMONTOFIXATIONS**

SURGYNAL[®]
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com


5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

avec Applicateur
Spire'it®



... implants de promontofixation

UNE GAMME COMPLÈTE D'IMPLANTS À DÉCOUPER OU PRÉ-DÉCOUPÉS >

- Des implants en Polyester.
Matériaux Multifilament macroporeux 100g/m² - peu de rétraction
- Des implants en Polypropylène.
Matériaux Monofilament macroporeux et léger 60g/m² - très rétractile
- Possibilité de personnaliser le découpage de chaque implant en fonction des patientes à traiter
- Des kits d'implants prédécoupés avec 2 ou 3 bandelettes de tailles différentes.
- Un implant prédécoupé et prémonté pour le traitement du prolapsus chez la patiente sans utérus.

PP

PROCUR PP >	Réf SY41 4001
PROCUR PP C >	Réf SY41 4003
PROCUR PP FIX >	Réf SY41 4301
PROCUR PP H >	Réf SY41 4002

PET

PROCUR PET >	Réf SY41 6001
PROCUR PET C >	Réf SY41 6003
PROCUR PET FIX >	Réf SY41 6301

POLYPROPYLENE



PROCUR
PP-C



PROCUR PP



PROCUR
PP-H

POLYESTER



PROCUR
PET-C



PROCUR PET

CE
1639

MICROVAL France
Conception et fabrication de dispositifs médicaux
Medical device design and manufacturing

produits fabriqués par la Société Microval