



**GAINES D'ACCÈS
POUR LES LITHIASES
AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE**

ClearPetra

CLEARPETRA

SURGYNAL®
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin
69570 DARDILLY [France]
Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58
Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

ClearPetra

UNE GAINE D'ACCÈS
INNOVANTE ET UNIQUE



Quelque soit la procédure à réaliser et sans accessoire supplémentaire, Clearpetra permet :

RÉDUIRE
LA PRESSION
INTRA-RÉNALE

AMÉLIORER
NETTEMENT
LA VISIBILITÉ DURANT
LE TRAITEMENT

GAIN DE TEMPS
OPÉRATOIRE

ÉVITER
LA DISPERSION
DES CALCULS

SOUVENT ÉVITER
L'UTILISATION
D'UN EXTRACTEUR
DE CALCULS



La pression
d'aspiration négative
peut être ajustée à l'aide
de l'évent de pression
sur le port latéral oblique

Bague rouge
pour la limite proximale
du retrait de l'endoscope

GAINE DE
NÉPHOSTOMIE

GAINE D'ACCÈS
URÉTÉRAL

DÉTAIL DES RÉFÉRENCES

Gaines ClearPetra pour Urétéroscopie Souple :

90111036 10/12 Fr x 36cm
90111046 10/12 Fr x 46cm
90111136 11/13 Fr x 36cm
90111146 11/13 Fr x 46cm
90111236 12/14 Fr x 36cm
90111246 12/14 Fr x 46cm

Gaines ClearPetra pour Néphrolithotomie percutanée (NLPC) ou MiniPerc

90121415 14/16 Fr x 15cm
90121617 16/18 Fr x 17cm
90122015 20/22 Fr x 15cm
90122215 22/24 Fr x 15cm

79880140 Bocal de recueil, 140ml avec filtre

