



CE N'EST PAS UN CATHÉTER,  
CE N'EST PAS UNE PROTHÈSE,  
C'EST UN COREFLOW.

COREFLOW

CoreFlow®

**SURGYNAL®**  
une expertise, des solutions

[www.surgynal.com](http://www.surgynal.com)

[Info@surgynal.com](mailto:Info@surgynal.com)



5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]


Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05


# CoreFlow®




Cathéter à demeure lors de l'introduction



Prothèse prostatique



Auto-cathétérisme



Outil de diagnostic - test de la prothèse

## UN PRODUIT INNOVANT AUX FONCTIONS MULTIPLES :

le nouveau stent Prostatique CoreFlow à usage temporaire pour la prise en charge des hommes ayant une rétention aiguë d'urines (RAU)

Le dispositif CoreFlow peut être utilisé également en alternative à une sonde urinaire à demeure :

- Après traitement mini-invasif de l'HBP
- Comme test de désobstruction avant chirurgie prostatique

## UNE SOLUTION CONFORTABLE POUR LE PATIENT

- Le patient contrôle sa miction
- Permet de reprendre le travail plus tôt après le traitement
- Facile à introduire et à retirer
- Ne nécessite pas de poche à urines
- Diminue l'incidence des infections urinaires par rapport aux catheters conventionnels

## LE DISPOSITIF

- Ballonnet gonflable pour l'ancrage
- Disponible en 3 tailles, 30, 40 et 50mm
- Catheter en silicone de 20Fr
- Utilisation continuée approuvée sur 29 jours

## RÉFÉRENCES

**COREFLOW® SOFT STENT**  
Longueur de la prothèse 30 mm

Réf **BNC 819130**

**COREFLOW® SOFT STENT**  
Longueur de la prothèse 40 mm

Réf **BNC 819140**

**COREFLOW® SOFT STENT**  
Longueur de la prothèse 50 mm

Réf **BNC 819150**

