




HYSTÉRECTOMIE MANIPULATEUR UTÉRIN



UTEROCLIP®

SURGYNAL®
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05



Le trocart de fixation permet également la réalisation de l'étanchéité lors de la suture vaginale intra-abdominale.

... UTEROCLIP®

MANIPULATEUR UTERIN

> Un instrument complet et simple à monter qui répond très bien aux différents besoins techniques pour la réalisation de procédures chirurgicales par voie laparoscopique.


> Une ergonomie adaptée, qui permet de sécuriser les gestes chirurgicaux et ainsi protéger les différents organes comme la vessie, les uretères et le rectum.

> Cet instrument est entièrement restérilisable et permet une mobilisation totale de l'utérus lors de promonto-fixations ou bien d'hystérectomies par voie coelioscopiques.

Une pince de Pozzi intégrée permet la fixation simple, solide et fiable du col utérin.



3 tailles de manchons vaginaux (35, 40 et 45mm de diamètre) chacun recouvert à leur extrémité d'une céramique pour assurer une bonne section circulaire de la paroi vaginale



5 tailles de canules utérines pour assurer une mobilité complète de l'utérus :
4x40mm, 5x50mm, 6x60mm, 7x70mm et 8x80mm

Manipulateur Utérin complet restérilisable UtéroClip > Réf Manbiss